


产品的特点和优势:

- 保护切口: 避免器械进出对切口的摩擦; 避免误操作, 医生可专注于手术
- 提供视野: 圆形可提供的视野面积最大, 同时可避免术中渗血的干扰
- 操作方便: 可以使用弯曲度大的器具, 可以将脏器拉出体外操作
- 防止交叉感染: 防止切口感染, 防止肿瘤种植转移
- 创伤小: 减小辅助切口长度, 对伤口提供均匀弧形张力, 损伤程度小, 无压迫淤血
- 手术后恢复快: 内环截面小更容易捏扁, 手术切口更小, 术后伤口瘢痕轻微, 患者恢复更快
- 外环截面轻巧, 翻转更省力
- 内外环与通道热合强度高, 不容易脱落



一次性使用切口牵开保护器示意图

单位: mm

产品信息

型号	规格	外环外径	内环外径	通道外径	通道高度	切口长度	参考应用
B型 (变高)	KJ-QKB50/40	50	40	40	150	15-25	单孔、小切口手术, 如: 妇科单孔 胸腔 阑尾 儿科等手术 各科开腹手术, 如: 胃肠外科 泌尿外科 妇科肿瘤 剖宫产手术
	KJ-QKB50/60	50	60	50	150	15-25	
	KJ-QKB60/70	60	70	60	150	10-45	
	KJ-QKB70/50	70	50	50	150	15-25	
	KJ-QKB70/60	70	60	60	150	10-45	
	KJ-QKB70/70	70	70	70	200	15-25	
	KJ-QKB80/90	80	90	80	150	35-55	
	KJ-QKB90/50	90	50	50	150	10-25	
	KJ-QKB90/70	90	70	70	150	15-25	
	KJ-QKB90/90	90	90	90	150	20-35	
	KJ-QKB110/110	110	110	110	250	20-35	
	KJ-QKB120/130	120	130	120	250	40-65	
	KJ-QKB150/160	150	160	150	250	50-75	
	KJ-QKB180/190	180	190	180	250	70-140	
KJ-QKB220/230	220	230	220	250	80-160		
KJ-QKB270/280	270	280	270	250	100-250		
KJ-QKB320/330	320	330	320	250	140-250		



产品信息

型号	规格	编号	外环外径	内环外径	通道外径	通道高度	切口长度	参考应用
D型 (定高)	KJ-QKD40/30-15/20	115Y.202	40	30	15	20	10-15	胸腔镜 (进镜孔) 胸腔镜 (操作孔)
	KJ-QKD40/30-15/25	115Y.203	40	30	15	25		
	KJ-QKD50/40-15/20	115Y.204	50	40	15	20		
	KJ-QKD50/40-25/25	115Y.205	50	40	25	25		
	KJ-QKD50/40-25/35	115Y.206	50	40	25	35	20-25	小切口手术 经肛单孔 乳腺
	KJ-QKD60/50-25/25	115Y.207	60	50	25	25		
	KJ-QKD70/70-35/25	115Y.208	70	70	35	25		
	KJ-QKD70/50-40/50	115Y.211	70	50	40	50		
KJ-QKD70/60-35/5	115Y.220	70	60	35	5	5	5	
KJ-QKD100/50-35/5	115Y.221	100	50	35	5			

鞘管尺寸表 单位: mm

规格	鞘管内径d
φ 12	φ 13 ± 1



型号	型号规格编号	配套保护器规格	鞘管规格
M型	KJ-QKM50/60	KJ-QKB50/60	φ 12
	KJ-QKM50/40	KJ-QKB50/40	
	KJ-QKM70/70	KJ-QKB70/70	
	KJ-QKM70/60	KJ-QKB70/60	
	KJ-QKM70/50	KJ-QKM70/50	
	KJ-QKM90/90	KJ-QKB90/90	
	KJ-QKM90/70	KJ-QKB90/70	
	KJ-QKM90/50	KJ-QKB90/50	
	KJ-QKM110/110	KJ-QKB110/110	
	KJ-QKM150/160	KJ-QKB150/160	
KJ-QKM70/50-40/50	KJ-QKD70/50-40/50		
KJ-QKM70/50-40/75	KJ-QKD70/50-40/75		



康德健体 积基树本

注册证编号: 浙械注准20192020430

Disposable
Incision Dilator

一次性使用切口牵开保护器
(固定器)



 **康基医疗**
KANGJI MEDICAL
股票代码: HK.9997

杭州康基医疗器械有限公司
Hangzhou Kangji Medical Instrument Co., Ltd.

地址: 浙江省杭州市桐庐县桐庐经济开发区春江东路1668号
Add No. 1668 Chunjiang East Road, Economic Development Zone, Tonglu,
Hangzhou, Zhejiang 311501, China
电话: Tel 0571-69900058
邮箱: E-mail kangji@hzkangji.com
网址: Web www.hzkangji.com

北京营销中心

地址: 北京东城区北三环东路36号环球贸易中心A座2108-2109
Add 2108-2109, Block A, Global Trade Center, 36 Beisanhuan East Road,
Dongcheng District, Beijing
电话: Tel 010-58256997

杭州康基医疗器械有限公司
HANGZHOU KANGJI MEDICAL INSTRUMENT CO.,LTD.